



# Mat Pwysau

## Beth yw Mat Pwysau?

Pan fydd pwysau ar y mat, bydd yn anfon larwm mewn dau ddull. Gellir cysylltu hwn trwy wifr at yr offer cartref neu'n ddiwifr gyda Modiwl Allbwn Radio (ROM) neu Synhwyrdd Cyffredinol. Mae'r math o alwad larwm a anfonir yn dibynnu ar sut y rhaglennir yr offer. Mae'r Mat Pwysau'n cyd-fynd ag unedau cartref Lifeline a systemau eraill sy'n gweithio gyda system teleofal Tunstall.

## Beth yw manteision defnyddio'r Mat Pwysau?

Dydy ei osod ddim yn rhy amlwg i'r llygaid

Monitro deublyg diffyg defnydd/tresbaswr – dau fath o fonitro gydag un ddyfais

Gallu gweithredu'n ddiwifr – Gellir defnyddio'r Modiwl Allbwn Radio i anfon negeseuon radio diwifr

## Sut mae'r Mat Pwysau'n gweithio?

Gellir defnyddio'r Mat Pwysau yn y

ffyrdd canlynol:

Diffyg defnydd - mae'n monitro symudiadau defnyddiwr, heb fod y amlwg e.e. gellir ei roi dan garped a bydd yn anfon galwad larwm os nad yw'n synhwyro symudiad.

Defnydd - mae'n monitro gweithgaredd yn rhan o'r opsiwn gwrth-dresbasydd sydd ar gael ar unedau cartref Tunstall.

## Ar gyfer pwy mae'r Mar Pwysau?

Mae'r Map Pwysau ar gyfer y bobl ganlynol:

Rhai sy'n byw mewn eiddo lle mae perygl y daw tresbaswyr yno

Rhai y mae angen eu monitro rhag diffyg gweithgarwch, megis y rhai sydd mewn perygl o syrthio.

